

Pufr ROTI®-LOAD 2

4x koncentrovaný proteinový gel loading pufr, neredukovaný


- Složení pufru dle Laemmliho (*Nature* 227, 1970)
- Vhodný pro proteinové komplexy, sekundární struktury a pro nativní gely
- Zabraňuje degradaci bílkovin při zahřívání během přípravy vzorku,
- Udržuje hodnotu pH vzorku konstantní během gelové elektroforézy

Technické parametry

Hustota: 1,158 g·cm⁻³

Složení: SDS (cca 8 % w/v), glycerin (cca 40 % v/v) a bromfenolová modř (cca 0,015 % w/v) ve fosfátovém pufru

pH: 6,7-7,2



Pufr ROTI-LOAD 2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pufr ROTI®-LOAD 2	10 ml	R.K930.1