

FTA® pěnový aplikátor

Pro aplikaci slin a bukalních stěrů na FTA® karty. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

- Neabrazivní pěnová hlavice aplikátoru má stejnou velikost jako políčko na FTA® kartě, a díky tomu je perfektní pro aplikaci vzorků z bukalních stěrů
- Ústní sliznice je ořena pěnovou hlavicí, která se následně přitiskne na políčko karty



FTA® pěnový aplikátor

Popis	Čistota	Balení	Katalogové číslo
FTA® pěnový aplikátor	sterilní	100 ks	R.HP14.1

V případě nanášení bezbarvých vzorků (bukální stěry, sliny) doporučujeme používat aplikátor v kombinaci s FTA® kartami s barevnou indikací (CLASSIC R.CL94.1 a MINI R.CL91.1)