

Dekalcifikátor jemný

Roztok na bázi EDTA pro jemnou dekalcifikaci tkání obsahujících pevný materiál (kosti, keratin)

- Velmi jemná metoda odvápnění tkání (roztok obsahuje 25% EDTA)
- Proces je časově náročnější než běžné odvápnění kyselinou (viz. Dekalcifikátor standard, [R.6483](#))
- Procedura může být zrychlena použitím magnetického míchadla
- Dekalcifikace probíhá ve slabě zásaditém prostředí
- Činidlo neovlivňuje nukleové kyseliny a enzymy, proto je vhodné i pro imunologické aplikace

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H290-H314-H373
Vzhled:	Čirá bezbarvá látka
pH (20 °C):	7-9



Dekalcifikátor jemný

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro histologii	500 ml	sklo	R.6484.1
pro histologii	1 l	sklo	R.6484.2
pro histologii	2,5 l	plast	R.6484.3
pro histologii	5 l	plast	R.6484.4