

**Roti®-Mount Aqua**

Vodné montovací médium, pro mikroskopii

- Vodný roztok polyakrylátové pryskyřice pro montování parafínových sekcí a sekcí z kryostatu přímo po barvení
- Aplikace: zbytky barvicích roztoků jsou odstraněny promytím v pufru či destilované vodě, poté jsou vzorky montovány
- Tkáně i barviva jsou optimálně uchovány, pro dlouhodobé uchovávání fluorescenčních barviv je vhodný spíše Roti®-Mount FluorCare ([R.HP19](#))

**Technické parametry**

Vzhled: Bezbarvá viskózní tekutina



Roti-Mount Aqua

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Mount Aqua, pro mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.2848.1
Roti®-Mount Aqua, pro mikroskopii	50 ml	sklo	R.2848.2

Skladujte ve tmě v teplotě +4 °C.