

Fytohistol® plus

Vodné montovací médium na bázi cukru vhodné pro mikroskopii

- Nová vysoce stabilní sloučenina z netoxických přísad s neutrálním pH (6-7)
- Žlutá až nahnědlá viskózní tekutina (konzistence tekutého medu)
- Speciálně vhodné pro rostlinný materiál
- Po odpaření vody zůstane gumovitý film
- Nakapejte na sklíčko a přidejte preparát. Pokud nejsou přítomny vzduchové bubliny, přikryjte krycím sklíčkem
- Pro tvorbu trvalých preparátů doporučujeme použít na rohy krycího sklíčka [ROTI® Seal pečetidlo pro mikroskopii](#)



Fytohistol plus

| Popis | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|-----------------------------------|--------|---------------------|------------------|
| Fytohistol® plus, pro mikroskopii | 15 ml | lahvička s kapátkem | R.6471.1 |
| Fytohistol® plus, pro mikroskopii | 50 ml | plast | R.6471.2 |

Roztok obsahuje konzervační činidlo a je stabilní minimálně 4 roky od data výroby