

Vaječný žloutek, emulze s teluričnanem 20%

Sterilní stabilizovaný doplněk do kultivačních médií pro detekci *Staphylococcus aureus*

- Doporučujeme použití agarového základu Baird-Parker Agar ([R 79130](#))
- Přidává se do média po vykládvání
- *Staphylococcus aureus* je možné identifikovat pomocí tvorby temně šedého až černého zbarvení jednotlivých kolonií (důsledek redukce teluričnanu) a vzniku projasněných, někdy bělavých zón okolo kolonií (důsledek lecitinázové aktivity)
- Emulze vaječného žloutku s teluričnanem se používá jako doplněk do kultivačních médií pro detekci lecitinázové aktivity a souběžné redukce teluričnanu v mikrobiálních koloniích

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 6888
Teplota skladování:	+4 °C
Aplikace:	ISO 7932 doporučuje finální koncentraci emulze v hotovém médiu 5%



Vaječný žloutek, emulze s teluričnanem 20%



Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 ml	sklo	R.0339.1

100 ml emulze vystačí na 2 l agaru