

Barviva MIDORI^{GREEN} Advance, Xtra, Easy a Direct | NIPPON Genetics

Netoxická alternativa k ethidium bromidu a jiným škodlivým barvivům umožňující detekci i pod viditelným světlem

- Netoxická a nekarcinogenní barviva vhodná pro barvení DNA/RNA
- Umožňuje lepší využití pro následné aplikace díky vazbě na backbone DNA namísto interkalace
- Srovnatelná senzitivita s ethidium bromidem
- K dispozici extra malá balení pro vyzkoušení

Technické parametry

Teplota skladování:

+4 °C; skladujte ve tmě



MIDORI ^{GREEN} DNA Dye	Blue/Green LED	Blue LED	UV-Light	In-Gel	Poststaining	Direct
Advance (MG04)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Direct (MG06)	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Xtra (MG10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Easy (MG12)	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Barviva MIDORI^{GREEN} Advance, Xtra, Easy a Direct | NIPPON Genetics

Porovnání použití barviv MIDORI Green

MIDORI^{GREEN} Advance

Barvivo vhodné pro DNA/RNA post-staining/in-gel staining v agarózových gelech

- Vhodné pro detekci dsDNA, ssDNA a RNA UV světlem, modrým LED světlem nebo Blue/Green LED technologií
- 1 ml postačí na obarvení až 500 gelů
- Vysoká fluorescence

Popis	Balení	Katalogové číslo
MIDORI ^{GREEN} Advance	50 µl	N130703
MIDORI ^{GREEN} Advance	1 ml	N130704



MIDORI Green Advance

MIDORI^{GREEN} Xtra

Vysoce citlivé barvivo vhodné pro DNA/RNA post-staining/in-gel staining v agarózových gelech

- Vhodné pro detekci DNA/RNA modrým LED světlem nebo Blue/Green LED technologií
- Pro detekci DNA/RNA pomocí UV světla doporučujeme použít [MIDORI^{GREEN} Advance](#)
- Usnadnění identifikace malého množství DNA díky nízkému fluorescenčnímu pozadí

Popis	Balení	Katalogové číslo
MIDORI ^{GREEN} Xtra	50 µl	N130709
MIDORI ^{GREEN} Xtra	1 ml	N130710



MIDORI Green Xtra

MIDORI^{GREEN} Easy

Barvivo vhodné pro DNA/RNA post-staining/in-gel staining v agarózových gelech

- Vhodné pro detekci modrým LED světlem nebo Blue/Green LED technologií
- Pro detekci UV světlem doporučujeme použít verzi [MIDORI^{GREEN} Advance](#)
- Usnadnění identifikace malého množství DNA díky nízkému fluorescenčnímu pozadí
- Identický protokol jako u SYBR Safe
- Vynikající kvalita signálu

Popis	Balení	Katalogové číslo
-------	--------	------------------

MIDORI ^{GREEN} Easy	50 µl	N130711
MIDORI ^{GREEN} Easy	0,4 ml	N130712



MIDORI Green Easy

MIDORI^{GREEN} Direct

Barvivo vhodné pro DNA/RNA direct staining (přímou aplikaci do vzorku)

- Nanášecí barvivo je již součástí roztoku
- Velmi nízké pozadí

Popis	Balení	Katalogové číslo
MIDORI ^{GREEN} Direct	50 µl	N130705
MIDORI ^{GREEN} Direct	1 ml	N130706



MIDORI Green Direct