

ROTI® EasyCount

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro selektivní detekci různých druhů bakterií

Technické parametry

Teplota skladování:	+2 až +8 °C
Sterilita:	ano
Trvanlivost:	18 měsíců od data výroby

ROTI® EasyCount RSA

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro selektivní detekci *Staphylococcus aureus*

- *Staphylococcus aureus* tvoří tmavě fialovo-červené kolonie s růžovým kruhem okolo
- Možnost kvantifikace po 24 ±2 hodinách inkubace

Technické parametry

Inkubační doba:	24 ±2h
-----------------	--------

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI® EasyCount RSA	25 ks	R.29GC.1



ROTI® EasyCount RSA

ROTI® EasyCount SAL

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro selektivní detekci *Salmonella typhimurium*


- *Salmonella typhimurium* tvoří červené kolonie se žlutým kruhem okolo a/nebo s bublinami vzduchu
- Možnost kvantifikace po 18-24h hodinách inkubace

Technické parametry

Inkubační doba:

18-24h

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®EasyCount SAL	25 ks	R.29GG.1



ROTI®EasyCount SAL

ROTI®EasyCount RAC

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro detekci a kvantifikaci aerobních bakterií


- Aerobní bakterie tvoří červené kolonie
- Možnost kvantifikace po 24 ±2 hodinách inkubace

Technické parametry

Inkubační doba:

24 ±2h

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®EasyCount RAC	25 ks	R.29GH.1



ROTI®EasyCount RAC

ROTI®EasyCount RCC

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro detekci a kvantifikaci koliformních bakterií


- Misky obsahují indikátor pro zhodnocení fermentace laktózy
- Možnost kvantifikace po 18-24h hodinách inkubace

Technické parametry

Inkubační doba:

18-24h

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®EasyCount RCC	25 ks	R.29G9.1



ROTI®EasyCount RCC

ROTI®EasyCount RYM

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro detekci kvasinek a plísni


- Plísně typicky tvoří velké kolonie s nepravidelným okrajem
- Kvasinky typicky tvoří malé kulaté kolonie s hladkým okrajem
- Možnost kvantifikace po 48-72h hodinách inkubace

Technické parametry

Inkubační doba:

48-72h

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®EasyCount RYM	25 ks	R.29GA.1



ROTI® EasyCount RYM

ROTI® EasyCount REC

Sterilní předpřipravené petriho misky s agarem pro detekci *E. coli* a koliformních bakterií


- *E. coli* tvoří modré kolonie, ostatní kolonie jsou červené
- Možnost kvantifikace po 18-24h hodinách inkubace

Technické parametry

Inkubační doba:

18-24h

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI® EasyCount REC	25 ks	R.29GE.1



ROTI® EasyCount REC