


**Krevní agar (základ)**

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

**Technické parametry**

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa, 10 g výtažku ze srdce; 5 g chloridu sodného; 15 g agaru
Aplikace:	40 g na 1 l agaru, lze přidat 50-110 ml defibrilované krve



A: *Streptococcus pyogenes*  
B: β-hemolýza způsobená *S. pyogenes* (po zvětšení)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79140