

Vortex Genie® Pulse | OHAUS

Vortex stejného typu jako Genie 2T s přidanou pulzní funkcí pro aplikace vyžadující agresivní mixování

- Nastavitelný čas "RUN/STOP" umožňuje mixovat pomocí rychlých krátkých pulzů nebo použít intervalové mixování
- Pulzní mixování vyvolává větší množství srážek a náhodných pohybů
- Programovatelná pulzní funkce je vhodná např. pro mixování látek citlivých na teplotu
- Digitální nastavení rychlosti, času a "RUN/STOP" intervalu a kontrola na displeji zaručuje přesnost a reprodukovatelnost mixování
- Pro Vortex Genie 2Pulse lze použít všechny standardní nástavce pro vortexy řady Genie 2
- Vortex Genie 2Pulse nemá mikrosplínač na přítlak, po vypnutí pulzní funkce je použitelný jako standardní kontinuální vortex

Technické parametry

Frekvence třepání:	500 až 2 850 ot/min
Poloměr otáček:	4 mm
Doba pulzu ON/OFF:	0,1 vteřina až 99 minut
Časový spínač pro nástavce:	1 až 99 min nebo kontinuálně
Napájení:	230 V, 50 Hz
Příkon:	55 W
Rozměry (š x h x v):	122 x 165 x 165 mm
Hmotnost:	4 kg
Záruka:	24 měsíců



Vortex Genie Pulse

Popis	Katalogové číslo
Vortex Genie® Pulse komplet	I610441

Vortex Genie® Pulse se dodává s nástavcem průměru 25 mm na zkumavku a s plochým nástavcem z vroubkované gumy průměru 76 mm pro kádinky a baňky.

Příslušenství pro Vortex Genie®

Popis	Katalogové číslo
Držák pro kádinky do 250 ml	Q504039
Úchyt bez otvorů (pro vlastní úpravu) ¹	Q503277
Úchyt na 12 zkumavek prům. 9 až 16 mm ¹	Q503278
Úchyt na 8 zkumavek prům. 14 až 29 mm ¹	Q503279
Úchyt na 4 zkumavky prům. 29 až 37 mm ¹	Q503280
Plochý nástavec prům. 150 mm	Q146605
Držák na 60 mikrozkušavek ²	Q504234
Držák na mikrotitrační destičku ²	Q504235
Náhradní nástavec na zkumavky	R750671
Náhradní vroubkovaná guma pro plochý nástavec prům. 76 mm	R750871
Náhradní plochý nástavec bez vroubkované gumy prům. 76 mm	R750771

¹Pro nasazení do držáku pro kádinky (držák pro kádinky kat. č. Q504039 nutno objednat samostatně).

²Pro nasazení na plochý nástavec 150 mm (plochý nástavec kat. č. Q146605 nutno objednat samostatně).



P-LAB



P-LAB



P-LAB



P-LAB

