

KOENZYM Q 10

ubichinon 50


CAS: 303-98-0**Vzorec:** C₅₉H₉₀O₄

- Koenzym Q je elektronovým nosičem mezi flavoproteiny a cytochromovými molekulami dýchacího řetězce

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 863,37

Teplota skladování: -20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	25 mg	R.4047.1
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.4047.2
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.4047.3
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.4047.4
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.4047.5