


**DIGITONIN****CAS:** 11024-24-1**Vzorec:** C<sub>56</sub>H<sub>92</sub>O<sub>29</sub>

- Steroidní glykosid a neiontový detergent s vysokou vazností k cholesterolu.
- Používá se zejména k permeabilizaci plazmových membrán a jemné solubilizaci membránových proteinů.

**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 1229,32

Bezp. věty (GHS): H301+H311+H331



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro biochemii	100 mg	R.4005.1
pro biochemii	500 mg	R.4005.2
pro biochemii	1 g	R.4005.3
pro biochemii	5 g	R.4005.4
pro biochemii, ultra kvalita	100 mg	R.HN76.3
pro biochemii, ultra kvalita	250 mg	R.HN76.1
pro biochemii, ultra kvalita	1 g	R.HN76.2