

**dNTP (Deoxyribonukleosidtrifosfáty) v setu (pH 7) 1**

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1, čistota min min 99 %

**CAS:** 3624-46-2

**Technické parametry**

Teplota skladování:

+20 °C



Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM/dNTP	4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.0178.1
min 99 %	100 mM/dNTP	5 × 4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.0178.2