

MODŘ ALCIÁNOVÁ 8 GS


C.I. 74240, Alcian blue 8 GX, Ingrain Blue 1

CAS: 33864-99-2

- Použití v bakteriologii a histologii; pro barvení glykoproteinů jako alternativa k PAS barvení

Technické parametry

Pracovní roztok: 0,05 až 1 g v 100 ml zředěné kyseliny octové (0,1%-3%)



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	5 g	R.3082.2
pro mikroskopii	10 g	R.3082.1
pro mikroskopii	25 g	R.3082.3
pro mikroskopii	100 g	R.3082.4