


DIISOPROPYLAMIN

CAS: 108-18-9

Vzorec: C₆H₁₅N

Technické parametry

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 101,19 |
| Hustota: | 0,717 g·cm ⁻³ |
| Bezp. věty (GHS): | H225-H302-H314-H331-H335 |



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------------------|
| min 99,5 %, pro syntézu | 100 ml | R.4369.1 |
| min 99,5 %, pro syntézu | 500 ml | R.4369.2 |
| min 99,5 %, pro syntézu | 1 l | R.4369.3 |