


**DL-FENYLALANIN**

2-amino-3-fenylpropanová kyselina

**CAS:** 150-30-1**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	165,19
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98%, pro biochemii	25 g	R.8603.1
min 98%, pro biochemii	100 g	R.8603.2
min 98%, pro biochemii	250 g	R.8603.3