

**ZYMOLYÁZA® 100T**≥100 U/mg, lytická, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z *Arthrobacter luteus***CAS:** 37340-57-1**Technické parametry**

Teplota skladování: +4 °C

Teplota přepravy: +4 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 100 U/mg, pro biochemii a molekulární biologii	100 mg	sklo	R.9329.1
min 100 U/mg, pro biochemii a molekulární biologii	500 mg	sklo	R.9329.2