

## 4-AMINOBNZONITRIL


p-kyanoanilin

**CAS:** 873-74-5

**Vzorec:** C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>

### Technické parametry

Molekulová hmotnost:	118,14
Hustota:	1,08 g·cm <sup>-3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H301-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu	10 g	R.8721.1
min 98 %, pro syntézu	50 g	R.8721.2
min 98 %, pro syntézu	100 g	R.8721.3