


**(+)-KARVON****CAS:** 2244-16-8**Vzorec:** C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	150,22
Hustota:	0,960 g·cm <sup>-3</sup>
Teplota skladování:	+4 °C
Bezp.věty (GHS):	H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICHRON® GC min 98 % referenční látka pro plynovou chromatografii	100 mg	R.6947.2
min 97 %, syntetický	25 ml	R.1LCX.1
min 97 %, syntetický	100 ml	R.1LCX.2