

ISOKVERCITRIN

trifolín, kvercetin-3-glucosid
z lípy (*tiliae officinalis*)


CAS: 482-35-9

Vzorec: C₂₁H₂₀O₁₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 464,38

Teplota skladování: +4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICHROM® TLC referenční látka pro tenkovrstvou chromatografii	50 mg	R.5573.1
ROTICHROM® CHR	250 mg	R.6527.1
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	10 mg	R.7586.1
ROTICHROM® Pracovní standard	25 mg	R.NC24.1
ROTI®STAR Primární standard	10 mg	R.NE24.1