

KYSELINA DL-ASPARAGOVÁ

2-aminojantarová kyselina

CAS: 617-45-8

Vzorec: C₄H₇NO₄


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

133,1

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.8593.3
min 98 %, pro biochemii	100 g	R.8593.1
min 98 %, pro biochemii	250 g	R.8593.4
min 98 %, pro biochemii	500 g	R.8593.2