

**CEFSULODIN SODNÝ**

Cefomonil, Pseudocef


Semisyntetický cefalosporinový derivát třetí generace

**CAS:** 52152-93-9

- Cefsulodin interferuje se složením peptidoglykanové vrstvy během syntézy buněčné stěny a je efektivní proti širokému spektru gram-pozitivních a gram-negativních bakterií
- Aktivní i vůči anaerobům
- Stabilní vůči štěpení  $\beta$ -laktamázou
- Citlivý na světlo a teplotu!

**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	554,53
Zásobní roztok:	20 mg/ml ve vodě, skladujte ve tmě při -20 °C
Pracovní roztok:	2-20 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H334-H335-H315-H319-H317
Teplota skladování:	-20 °C



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 97 %, pro biochemii	100 mg	sklo	R.4014.1
min 97 %, pro biochemii	250 mg	sklo	R.4014.2