

FLUORESC EIN ISOTHIOKYANÁT IZOMER I


FITC

CAS: 3326-32-7**Vzorec:** C₂₁H₁₁NO₅S

- Použití ke studiu reakcí antigenů a protilátek a ke značení různých biomolekul v imunohistologii a imunocytoologii

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	389,39
Excitační maximum:	490 nm
Emisní maximum:	525 nm
Bezp. věty (GHS):	H334-H317
Teplota skladování:	-20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 90 %	100 mg	sklo	R.3745.2
min 90 %	250 mg	sklo	R.3745.1