

Odměrný roztok DICHROMAN DRASELNÝ

Dle DIN 38409 části H41 a H43

CAS: 7778-50-9**Vzorec:** $K_2Cr_2O_7$ **Technické parametry**

Bezpečnostní věty (GHS):

H340-H350-H360FD-H332-H412-EUH208

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
0,12 N	0,02	1 l	R.P720.1
N/4	1/24	1 l	R.P721.1
N/10	1/60	1 l	R.P722.1