

LIPOXYGENÁZA

lipoxidáza, ze sójových bobů, k stereospecifické oxidaci arachidonové kyseliny

CAS: 9029-60-1**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	~108 000
Teplota skladování:	-20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 50 000 U/mg pro biochemii	100 mg	R.CN73.1
min 50 000 U/mg pro biochemii	500 mg	R.CN73.2
min 50 000 U/mg pro biochemii	1 g	R.CN73.3

Jedna jednotka (U) způsobí nárůst absorpce (234 nm) o 0,001/min při 25 °C a pH 9 oxidací linoleové kyseliny.