

**NYSTATIN**


mykostatin, fungicidin

**CAS:** 1400-61-9**Vzorec:** C<sub>47</sub>H<sub>75</sub>NO<sub>17</sub>

- Upravuje permeabilitu buněčných membrán vazbou ke sterolům
- Vyšší koncentrace obecně způsobují porozitu membrán

**Technické parametry**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Molekulová hmotnost: | 962,14  |
| Zásobní roztok:      | 5 mg/ml v DMSO nebo DMF, skladujte v teplotě –20 °C |
| Pracovní roztok:     | 2-50 µg/ml  |
| Teplota skladování:  | +4 °C   |



NYSTATIN

| Čistota       | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|---------------|--------|------|------------------|
| pro biochemii | 5 g    | sklo | R.0241.1         |
| pro biochemii | 10 g   | sklo | R.0241.2         |