

APIGENIN


4',5,7-trihydroxyflavon
z květu heřmánku římského (*Chamomillae romana*)

CAS: 520-36-5

Vzorec: C₁₅H₁₀O₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	270,23
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICHROM® TLC referenční látka pro tenkovrstvou chromatografii	25 mg	R.5611.1
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	20 mg	R.7002.2
ROTICHROM® Pracovní standard	25 mg	R.NC37.1
ROTI®STAR Primární standard	10 mg	R.NE37.1