


DL-ARGININ

kyselina 2-amino-5-guanidino-n-valerová

CAS: 7200-25-1**Vzorec:** C₆H₁₄N₄O₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	174,2
Bezp. věty (GHS):	H319
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro biochemii	5 g	R.8592.1
min 98,5 %, pro biochemii	25 g	R.8592.2
min 98,5 %, pro biochemii	100 g	R.8592.3