

GTP (Guanosintrifosfát)


Guanosin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 56001-37-7

Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₁₄P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	520,15 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{253} :	13,7 l·mmol ⁻¹ ·cm ⁻¹
Teplota skladování:	-20 °C
Teplota přepravy:	+4 °C



GTP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
98 %, 100 mM roztok	250 µl	plast	R.K047.1