

CHROMOTROP® 2R

Indikátor pro komplexometrii

CAS: 4197-07-3**Vzorec:** C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂

- Ve vodě rozpustné azobarvivo, barví cytoplazmu červeně
- Obvykle se používá v koncentracích 0,5-1 %


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

468,39

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	R.4937.2
pro mikroskopii	50 g	R.4937.1