

**CHROMOTROP® 2R**

Indikátor pro komplexometrii

**CAS:** 4197-07-3**Vzorec:** C<sub>16</sub>H<sub>10</sub>N<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>8</sub>S<sub>2</sub>

- Ve vodě rozpustné azobarvivo, barví cytoplazmu červeně
- Obvykle se používá v koncentracích 0,5-1 %


**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

468,39

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	R.4937.2
pro mikroskopii	50 g	R.4937.1