


Fmoc-L-4-(2S,4R)-AZIDOPROLIN*trans*-N- α -(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-4-azido-L-prolin**CAS:** 702679-55-8**Vzorec:** C₂₀H₁₈N₄O₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

378,38

Teplota skladování:

+4 °C



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------------------|
| min 98 %, pro biochemii | 100 mg | R.7367.1 |
| min 98 %, pro biochemii | 250 mg | R.7367.2 |
| min 98 %, pro biochemii | 1 g | R.7367.3 |