


HEDERAKOSID C

CAS: 14216-03-6

Vzorec: C₅₉H₉₆O₂₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	1221,39
Bezp. věty (GHS):	H302
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 90 %, pro biochemii	250 mg	R.6775.1
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	10 mg	R.7472.1
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	25 mg	R.7472.2
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	50 mg	R.7472.3
ROTICHROM® Pracovní standard	25 mg	R.NC46.1
ROTI®STAR Primární standard	10 mg	R.NE46.1