

BOC-L-SERIN

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-serin


CAS: 3262-72-4

Vzorec: C₈H₁₅NO₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 205,21

Teplota skladování: +4 °C



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------------------|
| min 99 %, pro biochemii | 5 g | R.6933.1 |
| min 99 %, pro biochemii | 25 g | R.6933.2 |
| min 99 %, pro biochemii | 100 g | R.6933.3 |