


Fmoc-L-4-AzidofenylalaninN- α -(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-4-azido-L-fenylalanin**CAS:** 163217-43-4**Vzorec:** C₂₄H₂₀N₄O₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

428,5

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.7485.1
min 98 %, pro biochemii	250 mg	R.7485.2