

3-(TRIMETHYLSILYL)PROPIONÁT SODNÝ D4

TSP-D4

Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 24493-21-8

Vzorec: (CH₃)₃SiCD₂CD₂COONa


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

172,27

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|------------------|--------|------------------|
| 99 % deuterovaný | 1 g | R.9922.1 |