

GELRITE®

Želírovací látka pro mikrobiologická kultivační média

GELRITE® je vysoce čistý, přírodní heteropolysacharid tvořící stabilní agaru podobné gely při vystavení rozpustným solím. Spotřeba je při srovnání s agarem poloviční.

CAS: 71010-52-1

- Velká konzistence vlastností mezi šaržemi
- Tvoří velmi čiré gely
- Kratší doba tvorby gelu ve srovnání s agary
- Stabilní při vyšších teplotách, tudíž vhodný pro termofilní organizmy, a opakovatelně autoklávovatelný
- Je netoxický a není kontaminován toxiny (jako např. fenoly v agaru)
- Chemicky inertní vůči většině aditiv
- Rezistentní vůči enzymatické degradaci
- Ekonomický na používání

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C



Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.0039.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.0039.2