

**D-FENYLALANIN**

(2R)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina


**CAS:** 673-06-3**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

165,2

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, biochemii	5 g	R.7886.1
min 98 %, biochemii	25 g	R.7886.2
min 98 %, biochemii	100 g	R.7886.3