


KYSELINA ROZMARÝNOVÁ**CAS:** 20283-92-5**Vzorec:** C₁₈H₁₆O₈**Technické parametry**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 360,34 |
| Hustota: | 0,91 g·cm ⁻³ |
| Teplota skladování: | +4 °C |



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|------------------------------|--------|------------------|
| ROTICHROM® CHR | 100 mg | R.A558.1 |
| ROTICHROM® Pracovní standard | 100 mg | R.NC30.1 |
| ROTI®STAR Primární standard | 50 mg | R.NE30.1 |
| ROTICHROM® HPLC | 20 mg | R.N816.2 |