


**Fmoc-L-Arginin-PBF****CAS:** 154445-77-9**Vzorec:** C<sub>34</sub>H<sub>40</sub>N<sub>4</sub>O<sub>7</sub>S**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	648,77
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335
Teplota skladování:	-20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 85 %, pro biochemii	5 g	R.8833.1
min 85 %, pro biochemii	25 g	R.8833.2
min 85 %, pro biochemii	100 g	R.8833.3