

dGTP (Deoxyguanosintrifosfát)


2'-deoxyguanosin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 93919-41-6

Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₁₃P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	504,16 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{259} :	13,7 l·mmol ⁻¹ ·cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



dGTP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 μ mol (250 μ l)	plast	R.K037.1