


**KREATININFOSFÁT Na<sub>2</sub> TETRAHYDRÁT****CAS:** 71519-72-7**Vzorec:** C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>N<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>5</sub>P · 4H<sub>2</sub>O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	327,14
Enzym:	kreatin kináza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpustný
Použití:	stanovení aktivity
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.8459.1
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.8459.2
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.8459.3