

FOSFOENOLPYRUVÁT TRISODNÝ HEPTAHYDRÁT

PEP-3 Na


CAS: 5541-93-5**Vzorec:** $C_3H_2Na_3O_6P \cdot 7 H_2O$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

360,09

Teplota skladování:

-20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, pro biochemii	100 mg	R.8397.1
min 97 %, pro biochemii	250 mg	R.8397.2
min 97 %, pro biochemii	500 mg	R.8397.3