


**5-ETHYNYL-dUTP**

5-ethynyl-2'-deoxyuridin-5'-trifosfát, EdUTP

**CAS:** 1004955-96-7**Vzorec:** C<sub>11</sub>H<sub>15</sub>N<sub>2</sub>O<sub>14</sub>O<sub>3</sub>**Technické parametry**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Molekulová hmotnost: | 491,97 |
| Teplota skladování:  | -20 °C |
| Teplota přepravy:    | +4 °C  |



| Čistota                         | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------------------|--------|------------------|
| min 95 %, 100 nM roztok ve vodě | 10 µl  | R.7802.1         |
| min 95 %, 100 nM roztok ve vodě | 50 µl  | R.7802.3         |