

NINHYDRIN sprej pro TLC


Připravený roztok spreje pro detekci aminokyselin, aminů a aminosacharidů

CAS: 485-47-2

Technické parametry

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Specifikace	Bezp. věty (GHS)	Obal	Balení	Katalogové číslo
pro TLC	v EtOH (0,5 g ninhydrinu v 100 ml EtOH), roztok do spreje	H225-H319	sklo	100 ml	R.CP30.1
pro TLC a forezní techniky	v petroletheru, sprej	H222-H229-H336-H411-EUH066	sprej	250 ml	R.1LX7.1
pro TLC a forezní techniky	v petroletheru, sprej	H222-H229-H336-H411-EUH066	sprej	400 ml	R.1LX7.2
pro TLC a forezní techniky	v petroletheru	H225-H304-H336-H411-EUH066	sklo	250 ml	R.1LTL.2
pro TLC a forezní techniky	v petroletheru	H225-H304-H336-H411-EUH066	sklo	500 ml	R.1LTL.3
pro TLC a forezní techniky	v petroletheru	H225-H304-H336-H411-EUH066	sklo	1 l	R.1LTL.1

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje