

Panoptical Fast Staining kit

K Pappenheimovu rychlému barvení, pro mikroskopii

- Barvicí kit pro rychlé barvení krevních nátěrů a jiných cytologických preparátů (modifikovaná metoda dle Pappenheima)
- Dodáváme včetně návodu k použití

Technické parametry

Obsah balení: Panoptical fast staining - roztok 1 Panoptical fast staining - roztok 2 Panoptical fast fixační roztok

Teplota skladování: +20 °C

Bezp. věty (GHS): H225-H301+H311+H331-H370

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 kit (3 x 250 ml)	plast	R.6487.1
pro mikroskopii	1 kit (3 x 500 ml)	plast	R.6487.2

Tento kit nelze zakoupit po jednotlivých částech