

**Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého**

Pro mikroskopii

- Pro vizualizaci jader např. během elastického barvení

**Technické parametry**

Bezpečnostní věty (GHS):

H318



| Čistota         | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-----------------|--------|-------|------------------|
| pro mikroskopii | 500 ml | sklo  | R.N069.1         |
| pro mikroskopii | 1 l    | sklo  | R.N069.2         |
| pro mikroskopii | 2,5 l  | plast | R.N069.3         |