

Elastica van Gieson barvicí kit

Barvicí kit pro vizualizace pojivových tkání s elastickými vlákny

- Barvicí kit pro vizualizaci pojivových tkání s elastickými vlákny
- Dodáváme včetně návodu k použití

Technické parametry

Obsah balení: Hematoxylin roztok A dle Weigerta (také samostatně jako [R.X906.1](#)) Hematoxylin roztok B dle Weigerta (také samostatně jako [R.X907.1](#)) Van Giesonův roztok (také samostatně jako [R.3925.1](#)) Resorcinol-Fuchsin roztok dle Wigerta (také samostatně jako [R.X877](#))

Teplota skladování: +20 °C

Bezp. věty (GHS): H224-H302-H312-H332-H318-H336-H370-EUH001



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 kit (4 x 500 ml)	sklo	R.8275.1