

Pipetovací vanička pro vícekanálové pipety

Jednorázový sterilní nebo nesterilní rezervoár pro pipetování

- Nepyrogenní
- Kompatibilní s 8 a 12kanálovými pipety
- Graduace na vnitřní stěně vaničky
- Robustní konstrukce pro bezpečnou manipulaci
- Určené pro jedno použití
- Základna ve tvaru písmena V pro bezztrátové pipetování

Technické parametry

Materiál:

PS



Korýtko pro pipety

Objem (ml)	Rozměry D x Š x V (mm)	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	147 x 61 x 25	nesterilní	100	R.EKT6.1
25	147 x 61 x 25	sterilní	100 (20 x 5)	R.EKT7.1
25	147 x 61 x 25	sterilní	50 (50 x 1)	R.EKT8.1
50	147 x 76 x 28	nesterilní	100	R.EKT9.1
50	147 x 76 x 28	sterilní	100 (20 x 5)	R.EKX0.1
50	147 x 76 x 28	sterilní	50 (50 x 1)	R.EKX1.1
100	147 x 80 x 32	nesterilní	100	R.EKX2.1
100	147 x 80 x 32	sterilní	100 (20 x 5)	R.EKX3.1
100	147 x 80 x 32	sterilní	50 (50 x 1)	R.EKX4.1