

CITRÁT - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: $C_3H_4(OH)(COO)_3^{2-}$

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Iont	Matrice	Balení	Katalogové číslo
1 000	$C_3H_4(OH)(COO)_3^{3-}$	H ₂ O	100 ml	R.8173.1
1 000	$C_3H_4(OH)(COO)_3^{3-}$	H ₂ O	500 ml	R.8173.2